

Information

No.2024-27 Date 2024.6.

新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



項目名

【非小細胞肺癌を対象とする癌遺伝子変異解析】

- オンコメインマルチCDx 7遺伝子 - FFPE (依頼コード No.77466)
- 凍結組織 (依頼コード No.77467)

受託開始日 2024年6月17日(月) ご依頼分より

この度、非小細胞肺癌の治療薬の適応判定補助を目的とした「オンコメイン Dx Target Test マルチCDxシステム」におきまして、現行の解析対象6遺伝子(EGFR、BRAF、ALK、ROS1、RET、HER2)に、新たにMET遺伝子が追加承認されましたので、新規項目として受託を開始いたします。
なお、今回の遺伝子追加による検査実施料の変更はございません。

【本検査の対象7遺伝子と関連する医薬品】

対象遺伝子	遺伝子変異など	関連する医薬品
EGFR	Exon19 Deletion L858R など	ゲフィチニブ、エルロチニブ塩酸塩、アファチニブマレイン酸塩、 オシメルチニブメシル酸塩、ダコミチニブ水和物
BRAF	V600E	ダブラフェニブメシル酸塩 及び トラメチニブジメチルスルホキシド付加物の併用投与
ALK	ALK融合遺伝子	クリゾチニブ、アレクチニブ塩酸塩、ブリグチニブ、ロルラチニブ
ROS1	ROS1融合遺伝子	クリゾチニブ、エヌトレクチニブ
RET	RET融合遺伝子	セルペルカチニブ
HER2 (ERBB2)	Exon20 Insertionなど	トラスツズマブ デルクステカン
MET	Exon14 Skipping	カブマチニブ塩酸塩水和物、テポチニブ塩酸塩水和物

…追加承認

- 当該検査の受託開始に伴い、現行のオンコメインマルチCDx 6遺伝子(項目コード: 77460, 77461)は2024年6月29日(土)ご依頼分をもって検査の受託を中止させていただきます。

裏面に続きます

株式会社 第一岸本臨床検査センター

札幌本社: 〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎0570-085-212 FAX(011)787-2191

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。

受託要領

依頼コードNo.	77466	77467
検査項目名	オンコメインマルチCDx 7遺伝子(FFPE)	オンコメインマルチCDx 7遺伝子(凍結組織)
内 容	14011: オンコメインマルチCDx 7遺伝子(FFPE)/核酸抽出 14012: オンコメインマルチCDx 7遺伝子(FFPE)/変異解析	14013: オンコメインマルチCDx 7遺伝子(凍結組織)/核酸抽出 14014: オンコメインマルチCDx 7遺伝子(凍結組織)/変異解析
検体必要量	未染色スライドまたはパラフィン切片5μm厚 5~10枚	組織 100mg
容 器	B-20	
検体の保存方法	室温	凍結
所要日数	6~9	
検査方法	次世代シーケンス(NGS)法	
基準値	なし	
単 位	なし	
報告範囲 (報告形式)	【別紙報告】 対象となる遺伝子変異などについて「陰性」あるいは「陽性」 加えて測定機から出力されるテストレポートもご報告します。	
検査実施料/判断料	18,000点/100点(遺伝子関連・染色体検査) ----- 以下を合算しての算定となります。 【D004-2】悪性腫瘍組織検査 1 悪性腫瘍遺伝子検査 注1 □ 3項目 6,000点 注2 □ 3項目以上 12,000点	

出検時の注意事項

- 本検査の実施にあたり、提出される検査材料には腫瘍細胞が30%以上含まれていることをご確認の上、ご提出ください。腫瘍細胞含有率が30%に満たない場合はマクロダイセクションの実施が必要となります。その際は、全ての未染スライドの裏面に油性マジックペンにて腫瘍部位を囲うようにマーキングをお願いいたします。
また、標本のサイズが小さい(生検組織など)検体は、予め多めに検体を出検していただくことで(20枚前後)検査に必要な核酸収量を確保できる可能性が上がりますので、ご検討いただくようお願いいたします。
- ホルマリン固定検体では、固定条件(ホルマリンの種類、固定時間)によって核酸の断片化が生じ、解析不能となる可能性があります。検体の取扱いに関しましては各種ガイドラインなどを参照してください。
<推奨される固定条件>
・ホルマリン: 10%中性緩衝ホルマリン
・固定時間: 手術検体 18~36時間、生検検体: 4~24時間
- 本検査の実施に関しては検査の目的および結果の解釈や取り扱いについて、被検者への十分な説明の上、検査実施の同意を得られたことを前提にご依頼いただくようお願いいたします。
- 本検査は核酸抽出から解析までを一連の検査として実施するため、核酸の濃度不足などで検査実施が困難な場合や解析不能となった場合でも所定の検査費用が発生することを予めご了承ください。

【検査方法の参考文献】

Meenakshi M. et al.: PLoS One 12(8), e 0181968, 2017.